

АКТИВАЦИЯ ПОДГУЗНИКА

Абсорбирующие изделия, например, подгузники, всегда плотно уложены в упаковке. Когда мы достаем изделие, его впитывающий слой спрессован и имеет «заломы» после сложения, а гидрофобные бортики и паховые резинки прижаты друг к другу. В таком виде надевать его на подопечного нельзя, потому что это увеличивает риск протекания. Сначала необходимо активировать изделие: развернуть подгузник, потянуть за края в разные стороны и распределить впитывающий слой, сложив подгузник лодочкой. Это поможет влаге распределяться равномерно, а изделию - лучше адаптироваться к форме тела, что уменьшит риск протекания.

Первый шаг: расправить изделие по длине и энергично встряхнуть несколько раз, удерживая подгузник за концы.



Второй шаг: сложить подгузник в виде лодочки, так чтобы надпись находилась на сгибе.



Эффектом активации является разрыхление первоначально спрессованного впитывающего слоя

1

Подгузник **принимает анатомическую форму**, а его эластичные элементы правильное положение

2

Подгузник **быстрее впитывает влагу**, а значит кожа внутри подгузника менее подвержена действию неблагоприятной среды

3

ВСЬ объем подгузника беспрепятственно работает эффективно

